

SEPTEMBRE 2017

Support d'avant-bras **MOBILITY ARM**

*Supports de bras pour permettre
des activités manuelles*
ISO 24.18.27

MOUVEMENTS FACILITÉS

Le Mobility Arm est un système de balancier qui permet au bras de lutter contre la pesanteur.

COMPATIBILITÉ

Le Mobility Arm est compatible avec les fauteuils roulants électriques.

Il peut s'utiliser à droite ou à gauche.

**SAVOIR &
COMPRENDRE**

**FICHE
TECHNIQUE**

Le Mobility Arm est un support de bras mécanique permettant de compenser la perte de fonctions du membre supérieur.



Garantie : 2 ans

Charge utile :

- modèle standard : 1,5 - 4,5 kg

- modèle léger : 1 - 2 kg

Amplitude : 48 cm

Homologation du système : CE

Fabricant :

NITZBON
 AKTIENGESELLSCHAFT
 Osterrade 14
 21031 Hamburg
 Allemagne

Fournisseur français :

CREE
 Avenue de Champlevert
 ZI du Recou
 69520 Grigny

Tarif TTC :

- modèle standard : 3 486 €

- modèle léger : 3 153 €

Remboursement de la Sécurité Sociale : Non

Lien :

<http://www.nitzbon.de/products.html>

Fonctionnement du support d'avant-bras Mobility Arm

• Le Mobility Arm est un support de bras **mécanique** dont le pivot se trouve au-dessus de l'épaule. Il assiste les **mouvements horizontaux et verticaux** du bras de l'utilisateur.

Il aide la mobilisation active des articulations de l'épaule et du bras tout en diminuant la force de pesanteur exercée sur le membre supérieur via un système de balancier.

• Le Mobility Arm peut être **fixé au dos des fauteuils manuels ou électriques** grâce à diverses options de fixation.

• Le Mobility Arm peut être fixé **à gauche ou à droite** du fauteuil roulant manuel ou électrique.

• **Pliable**, il permet un transport plus aisé.

Nota bene : il ne peut être déplacé une fois fixé au fauteuil.

Les différents modèles du support d'avant-bras Mobility Arm

Le Mobility arm se décline en deux versions :

- Modèle **standard** : référence 03355, pour poids allant de 1,5 à 3Kg
- Modèle **léger** : référence 03356, pour poids allant de 1 à 2Kg.



Association reconnue d'utilité publique

1, rue de l'Internationale - BP 59 - 91002 Évry cedex
 Tél : 33 (0) 1 69 47 28 28 - Fax : 33 (0) 1 60 77 12 16
 Siège social : AFM - Institut de Myologie
 47 - 83, boulevard de l'Hôpital - 75651 Paris cedex 13
www.afm-telethon.fr

Rédaction :
 Cellule Innovation AFM-Téléthon
 01 69 13 21 06
celluleinnovation@afm-telethon.fr