

# Support d'avant-bras ARMON EDERO

*Supports de bras pour permettre  
des activités manuelles*  
ISO 24.18.27

## MOUVEMENTS FACILITÉS

Armon Edero compense le poids du bras par microgravité, un système spécialement conçu pour les personnes atteintes de déficiences musculaires. Les mouvements sont facilités : souples, naturels, ils ne nécessitent que peu de force et peu d'énergie.

Armon Edero suit le mouvement naturel du bras, ainsi l'utilisateur peut le déplacer dans les trois dimensions.

Le bras de l'utilisateur est soutenu en continu. Il peut ainsi décharger ses épaules, son cou et son dos.

## COMPATIBILITÉ

Armon Edero n'est pas compatible avec les fauteuils roulants électriques. Il s'installe cependant avec facilité sur une table.

Il existe une version pour être utilisée à droite et une version pour être utilisée à gauche.

*Nota bene : ces versions ne peuvent pas s'inverser. Le choix se fait donc avant la commande auprès du revendeur.*

Armon Edero est un produit de compensation de la perte de fonction du membre supérieur. Il est spécialement conçu pour les personnes atteintes de déficiences musculaires, ayant une force limitée dans les bras et les mains et/ou qui ne peuvent utiliser leur force musculaire que pendant un temps limité.



© ERGO-DIFUSION

Garantie : 2 ans  
 Force de soutien : de 900g à 4,5Kg  
 Matériaux : Aluminium  
 Homologation du système : CE

**Fabricant :**  
 ARMON PRODUCTS B.V.  
 De Nestel 7  
 5107 RL Dongen  
 Pays-Bas  
 +31 10 4714187  
 info@armonproducts.com  
[www.armonproducts.com](http://www.armonproducts.com)

**Fournisseur français :**  
 ERGO-DIFFUSION  
 5 rue Debussy BP 97405  
 35174 Bruz cedex  
 02 99 50 80 57  
[www.ergo-diffusion.com/](http://www.ergo-diffusion.com/)

**Tarif TTC :** ≈ 2 314 € sans option

**Remboursement de la Sécurité Sociale :** Non

**Lien :** <http://ergo-diffusion.com/wp-content/uploads/2015/01/Fiche-commerciale-Edero.pdf>

## Fonctionnement du support d'avant-bras Armon Edero

- Grâce à ses 5 éléments articulés, l'Armon Edero suit le mouvement naturel du bras et offre à l'utilisateur de **très grandes amplitudes de mouvement** dans les trois dimensions. Des roulements et des rotules à billes de très haute qualité rendent les **gestes souples et naturels** tout en diminuant l'énergie et la force requises.
- Le **système de microgravité** de l'Armon Edero est **réglable** de sorte que la force de soutien peut couvrir de 900g à 4,5Kg.

- Une goupille fixe permet de régler **l'angle de positionnement du bras**.

Ainsi, l'utilisateur voit le poids de ses épaules, de sa nuque et de son dos déchargé. Ses mouvements sont facilités dans le cadre de ses activités (repas, toilette, activités manuelles, etc.).

- L'Armon Edero se fixe aisément sur tous types de support, sans besoin d'outil.

*Nota bene :* l'Armon Edero n'est **pas compatible avec les fauteuils roulants électriques**.



## Les différents modèles du support d'avant-bras Armon Edero

### Versions

- L'Armon Edero existe en **version bras droit** ou **version bras gauche**. Ces versions ne peuvent s'inverser. Le choix se fait donc avant la commande auprès du revendeur.

- L'Armon Edero est vendu avec une **gouttière standard**.

D'autres gouttières sont disponibles, afin de répondre au mieux aux besoins de l'utilisateur :

- **gouttière avec pivot** (pour une amplitude de mouvement plus importante) : taille de coque universelle ;
- **gouttière avec pivot, réglage en profondeur et enveloppement du bras** : la coque disponible en 3 tailles
- **gouttière avec pivot, réglage en profondeur, enveloppement du bras et ressort pour la flexion du coude** : la coque disponible en 3 tailles.

### Option

En option, un **soutien palmaire** (de la main, au niveau de la paume) peut être mis en place.