

MOUV'BAND Zodyax

*Aide technique de lavage
ISO 12.24.28*

PREVENTION DES SALISSURES

MOUV'BAND s'adresse aux personnes souhaitant prévenir plus facilement les salissures laissées par leurs roues de Véhicule pour Personnes en situation de Handicap (VPH) sur le sol.

La bande de tissu se place sur chacune des roues, qu'elles soient motrices ou libres.

LAVAGE FACILE

Réutilisable plusieurs fois, le MOUV'BAND se lave en machine à 30°.

RECOMMANDATIONS

Suivant l'autonomie de l'utilisateur, l'utilisation du MOUV'BAND peut nécessiter l'assistance d'une tierce personne.

MOUV'BAND est une aide technique permettant de protéger vos sols des salissures laissées sur vos pneus de Véhicule pour Personne en situation de Handicap (VPH) : fauteuil roulant électrique, fauteuil roulant manuel, scooter.



ZODYAX ©

Garantie : 2 ans

Diamètres de roues compatibles :

- 3 à 8 pouces / 7,62 à 20,32 cm
 - 22 pouces / 55,88 cm
 - 24 pouces / 60,96 cm
- Possibilité de sur-mesure

Poids du dispositif : quelques grammes

Matériau : 100% polyester

Fabricant : ZODYAX

Pays de fabrication : France

Revendeur en France :
 ZODYAX (boutique en ligne) :
<https://zodyax.ecwid.com/>
 Contact : zodyax965@gmail.com

Tarif TTC : à partir de **39,95€**
 (frais de port non inclus)

Remboursement de la Sécurité
 Sociale : néant

Location : non

Essais : non

Lien : <https://zodyax.ecwid.com/>

Utilisation du MOUV'BAND

Livré par paire, le MOUV'BAND a été pensé comme des chaussons. De retour chez vous, enfiler ces bandes autour de chacune de vos roues pour protéger vos sols.



ZODYAX ©

Mise en place du MOUV'BAND

- Pour la majorité des roues, la mise en place du MOUV'BAND se déroule en 4 étapes :
 - Tendre le tissu sur le dessus du pneu
 - Poser le tissu en le descendant au maximum de part et d'autre du pneu
 - Avancer le VPH
 - Positionner le restant du tissu sur le pneu
 - Le MOUV'BAND est maintenu à la roue grâce à sa bordure élastique
- Pour les roues surmontées d'une fourche :
 - Positionner le tissu sur tout le dessus du pneu, en passant entre la fourche
 - Avancer le VPH d'un demi-tour de roue
 - Tenir les 2 extrémités du MOUV'BAND puis fermer le tissu auto-agrippant.

Déclinaisons du MOUV'BAND

Le MOUV'BAND est disponible en plusieurs coloris :



Recommandation à l'utilisation du MOUV'BAND

Suivant l'autonomie de l'utilisateur, l'utilisation du MOUV'BAND peut nécessiter l'assistance d'une tierce personne.

AFM-TÉLÉTHON
 INNOVER POUR GUERIR

Association reconnue d'utilité publique

1, rue de l'Internationale - BP 59 - 91002 Évry cedex
 Tél : 33 (0) 1 69 47 28 28 - Fax : 33 (0) 1 60 77 12 16
 Siège social : AFM - Institut de Myologie
 47 - 83, boulevard de l'Hôpital - 75651 Paris cedex 13
www.afm-telethon.fr

Rédaction :
 Pôle Innovation AFM-Téléthon
 • téléphone : 01 69 13 21 06
 • celluleinnovation@afm-telethon.fr