

Lit latéralisateur 14.300 ORTHINEA

*Aide technique
au positionnement couché
ISO 18.12.10*

MOUVEMENTS FACILITÉS

Le dispositif s'adresse aux personnes souhaitant moduler leurs points de pression au cours de la nuit. Pour les utilisateurs ayant une force musculaire suffisante, le changement de position est facilité.

MATÉRIAUX

Châssis en acier, barrières en bois, télécommandes en plastique font de ce lit une aide technique robuste.

COMPATIBILITÉ

Le lit latéralisateur 14.300 Orthinea est compatible avec tous types de matelas anti-escarre à air ou à mousse.

Le lit latéralisateur 14.300 d'Orthinea permet, en position couchée, de modifier les points de pression et facilite le changement de position.

À ses fonctionnalités de latéralisation en position couchée, le lit latéralisateur Orthinea associe les fonctions d'un lit médicalisé complet : proclive, déclive, plicatures (possibilité de relever les jambes, la tête...), lift (réglage de la hauteur du lit), barrières de sécurité...



© Orthinea

Garantie : 2 ans

Dimensions (sur-mesure possible) :

Couchage : 90x200 cm

Cadre de lit : 104x216 cm

Poids du lit : 165 kg

Poids de l'utilisateur : 185 kg max

Énergie : 220 V

Matériaux :

Châssis : acier

Barrières : bois

Télécommandes : plastique

Volume sonore du lit : les vérins Linak™

allient puissance et faible niveau sonore



Homologation du système : CE

Fonctionnement du lit latéralisateur 14.300 Orthinea

Par un système de vérins, le lit atteint en quelques secondes une **latéralisation de 12° de chaque côté** ainsi qu'une **proclive** et une **déclive de +/-15°**.

La hauteur du lit est réglable entre 42 et 82 cm.

Deux plicatures électriques permettent de surélever le buste et les genoux. À noter que le relève-buste est doté d'un mouvement de translation qui prévient les compressions abdominales ainsi que les phénomènes de "friction" et de "cisaillement" qui sont responsables du développement des escarres.



Le dispositif est doté de **télécommandes filaires** qui contrôlent les fonctions du lit. Il n'est pas possible d'utiliser deux fonctions en même temps. Par exemple, les plicatures ne peuvent pas être actionnées lors de la latéralisation.

Il sera possible, en option, de programmer des cycles de positions. Cette fonction est en cours d'agrément et sera prochainement disponible, même pour les lits déjà livrés.

Il n'y a ni système d'alarme pour alerter en cas de dysfonctionnement éventuel, ni système d'appel-malade. Néanmoins, un système d'urgence de remise à plat de l'utilisateur est prévu de série.

Différentes options avec le lit latéralisateur 14.300 Orthinea

- Le lit latéralisateur 14.300 d'Orthinea est prévu pour être utilisé par des personnes pesant jusqu'à 185 kg.
- Une version pédiatrique (dimension minimum : 140 x 70 cm) ou pour couple est réalisable sur-mesure.
- La version pour couple est faite d'une seule pièce et le poids des utilisateurs ne doit pas dépasser la charge maximale (185 kg).
- Il n'existe pas de versions bariatrique pour ce modèle.

Voici quelques options possibles pour ce modèle de lit :

- Potence avec poignée
- Barrières en doubles panneaux escamotables
- Tête et pied en composite avec encadrement en acier chromé antichocs (sans barrière)
- Coloris du contour en bois personnalisé

Fabricant : Richter Freund & Hacker GBR

Pays de fabrication : Allemagne

Fournisseur français :

Orthinea
102 route de Versailles
91160 Champlan
01 69 07 61 13
Info@orthinea.com

Tarif TTC : à partir de 11 990€

Remboursement de la Sécurité Sociale : 1030,00€ - 1126,04€
Codes LPP : 1235662, 1202473

Location : non

Essais : possibles selon critères

Lien vers les tarifs :

<http://www.orthinea.com/Liens/RFH/FDM%20Lit%20Lat%2014.300.pdf>

Rédaction :

Cellule Innovation AFM-Téléthon
téléphone : 01 69 13 21 06
celluleinnovation@afm-telethon.fr

AFM TÉLÉTHON
INNOVER POUR GUÉRIR

Association reconnue d'utilité publique

1, rue de l'Internationale - BP 59 - 91002 Évry cedex
Tél : 33 (0) 1 69 47 28 28 - Fax : 33 (0) 1 60 77 12 16
Siège social : AFM - Institut de Myologie
47 - 83, boulevard de l'Hôpital - 75651 Paris cedex 13
www.afm-telethon.fr